

arzum

SATEEN TOUCH

AR5178-02 IPL TUV ALMA SİSTEMİ
AR5178-02 RECHARGEABLE IPL HAIR
REMOVAL SYSTEM

AR5178-02 WIEDERAUFLADBARES IPL-
HAARENTFERNUNGSSYSTEM



قابل لإعادة الشحن IPL جهاز إزالة الشعر بتقنية
IPL AR5178-02

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG


دليل المستخدم



Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

AR5178-02 ARZUM SATEEN TOUCH ŞARJLI IPL TÜY ALMA SİSTEMİ



- 1- UV filtreli ışık penceresi
- 2- Açma/Kapama ve Mod düğmesi
- 3- Enerji seviyesi artırma düğmesi
- 4- Enerji seviyesi azaltma düğmesi
- 5- LED ekran
- 6- Soğutma fonksiyonu göstergesi
- 7- Enerji seviyesi göstergesi
- 8- Şarj göstergesi
- 9- Otomatik mod göstergesi

- 10- Vücut / Bikini / Yüz modları göstergesi
- 11- Işık atımı düğmesi
- 12- Hava kanalları
- 13- Manyetik yüz başlığı
- 14- Manyetik bikini başlığı
- 15- Cilt temas sensörü ve göstergesi
- 16- Adaptör girişi
- 17- Adaptör
- 18- Temizleme bezi
- 19- Seyahat çantası

Arzum marka **IPL t y alma sistemi**'ni tercih etti iniz i in te ekk r ederiz. Bu  r n de hayatınızı kolayla tırmak i in size sundu umuz  r nlerden biridir.

Cihazı kullanmadan  nce, kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, fi  veya fatura ile beraber m mk nse kutuyu da saklayınız. E er bu cihazı ba kalarına verecek olursanız, l tfen kullanma kılavuzu ile birlikte veriniz.

 NEML  UYARILAR

- Cihazı yalnızca istenmeyen t ylerin alınması amacıyla kullanınız. Uzun s reli kullanım sonrasında uzayan t y sayısında azalma g r l r. Amacı dı ında kullanımı uygun de ildir ve tehlikeli olabilir.
- Hayvanlar  zerinde kullanılmamalıdır.
- Cihazı ciltten ba ka bir y zeyde kullanmayınız.
- Cihazı ticari ama larla kullanmayınız.
- Kullanmadı ınız zamanlarda, temizlerken veya arıza durumunda cihazı kapatınız ve fi ten  ekiniz.
- Cihazı bir daha kullanmayacaksanız,  zellikle  r nle oynama e ilimi olan  ocukların g venli i i in, t m tehlikeli par alarını s kerek  r n  kullanılamaz hale getirmeniz  nerilir.
- G venli kullanımı ve olu abilecek tehlikeler hakkında e itim verildi i takdirde, cihaz 8 ya  ve  zeri  ocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenek eksikli i bulunan ya da tecr be ve bilgi eksikli i olan ki iler tarafından kullanılabilir. Ancak  ocuklar cihaz ile oynamamalı; cihazı tek ba ına temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin verilmemelidir.

- Cihazınız herhangi bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Herhangi bir arıza durumunda **Arzum Yetkili Servisine** götürünüz.
- Cihazın güvenli ve verimli çalışması için yalnızca orijinal parça ve adaptör kullanınız.
- Kablosu hasarlı ürünleri kullanmayınız. **Arzum Yetkili Servisi** ile iletişime geçiniz.
- Çocukların ürün ambalajı ile oynamasına izin vermeyiniz. Boğulma riskine karşı plastik torbalar çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı bağlamadan önce, ana voltajın bilgileri ile ürünün teknik özelliklerinin tanımıda yer alan voltaj bilgilerinin birbiri ile uyumlu olduğundan emin olunuz. Teknik özelliklerin tanımı cihaz üzerinde ve adaptör üzerinde yer almaktadır.
- Cihazı güneş ışığı, yağmur ve nemden koruyunuz.
- Cihazı suya yakın veya ıslak yüzeylerde (küvet, duş, lavabo vb.) kullanmayınız.
- Cihaz ıslanırsa kesinlikle kullanmayınız. Islak cihaz kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Işık penceresi (1) çatlamışsa veya eksikse cihazı kullanmayınız.
- Işık penceresine, kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayınız; sıcak olabilir.
- Petrol bazlı veya yanıcı temizlik maddeleri (alkol, aseton vb.) kullanmayınız; yangın riski oluşturur.
- Soğutma deliklerini kapatmayınız. Cihaz aşırı ısınabilir, bu da elektrik çarpması veya yangın riski oluşturabilir.

GENEL SAĞLIK DURUMU VE KRONİK HASTALIKLAR

Epilatör cihazını aşağıdaki sağlık durumlarından herhangi birine sahipseniz kullanmayınız veya öncesinde doktorunuza danışınız:

- 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük kişiler tarafından.
- Diyabet veya başka bir sistemik ya da metabolik hastalığınız varsa.
- Konjestif kalp hastalığınız varsa.
- Kalp pili, nörostimülatör, insülin pompası gibi aktif implantlara sahipseniz.
- Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık (örneğin HIV enfeksiyonu veya AIDS) geçirdiyseniz.

- Bağırsıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsanız.
- Herhangi bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa.
- Çakan ışığa duyarlı epilepsi hastalığınız varsa.

Işığa Duyarlılık ve Cilt Hassasiyeti İle İlgili Durumlar

- Kullanım kılavuzundaki **"Uygun cilt tonları"** tablosunda uygun olmayan cilt tonuna sahipseniz.
- Polimorfov ışık erupsiyonu (PMLE), solar ürtiker, porfiri gibi ışığa duyarlılıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa.
- Cildiniz ışığa karşı duyarlıysa ve kolayca döküntü ya da alerjik reaksiyon gösteriyorsa.
- Işığa duyarlılığı artıran ilaçlar veya maddeler kullanıyorsanız ve prospektüslerinde foto-alerjik ya da fototoksik reaksiyon riski belirtilmişse.
- Cildin ısıya karşı hassasiyetini azaltan ağrı kesici ilaçlar kullanıyorsanız.

Tıbbi Tedavi Geçmişi

- Hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz.
- Son 6 ay içinde Accutane, Roaccutane veya başka bir formda izotretinoin kullandıysanız.
- Alfa-Hidroksi Asit (AHA), Beta-Hidroksi Asit (BHA), topikal tretinoin veya azelaik asit içeren bir cilt tedavisi görüyorsanız ya da son 7 gün içinde bu tür bir tedavi uygulandıysa.
- Yoğun aspirin kullanımı da dahil olmak üzere, kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız ve bu ilaçlar için en az 1 haftalık bir arınma süresi gerekiyorsa.
- Son 3 ay içinde radyoterapi veya kemoterapi gördüyseniz.

Cilt Hastalıkları ve Geçmişi

- Keloid oluşumu veya yaraların zor iyileşmesi gibi kolajen bozukluk geçmişiniz varsa.
- Aktif cilt kanseri hastalığınız varsa, geçmişte cilt kanseri geçirdiyseniz veya uygulama yapılacak bölgelerde lokal kanser öykünüz varsa.
- Vitiligo gibi bir cilt pigmentasyon bozukluğunuz varsa.

Uygulama Yapılacak Bölgeyle İlgili Durumlar

- Uygulama yapılacak bölgede varisli damarlar veya damar genişlemesi (damar ektazisi) gibi bir damar hastalığı geçmişiniz varsa.
- Uygulama yapılacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, kıl kökü iltihabı, açık yara, sıyrık, uçuk (herpes simpleks), lezyon veya morarma (hematom) varsa.

• Cilt tahriş olmuşsa (kızamıklık, kesik), güneş yanığı varsa, bronzlaşmışsa veya bronzlaştırıcı ürün uygulanmışsa.

• Ben, çil, geniş damarlar, koyu pigmentli bölgeler, yara izleri veya cilt bozuklukları üzerinde doktorunuza danışmadan.

• Siğil, dövme veya kalıcı makyaj bulunan alanlarda.

• Göz çevresi ve kaşların üzerinde ve çevresinde. Yalnızca vücutta ve kadın yüzünde (elmacık kemiği altında) kullanılabilir.

• Dudaklar, saç derisi, meme uçları, bacak arası, meme ucu çevresi, labia minora, vajina, anüs, burun delikleri ve kulakların iç kısmında.

• Uzun süre kalıcı deodorant kullanılan bölgelerde. Bu durum cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

• Silikon implant, deri altı enjeksiyon kanalı (örneğin insülin dağıtıcı) veya hızma gibi yapay nesnelerin üzerinde ya da yakınında.

Erkekler için: Omuzlar ve altı (göğüs, sırt, kollar, göbek kısmı ve bacaklar)

UYARI: Yüzde, boyunda veya genital bölgede kullanmayın. Erkeklerde sakal veya yüz kılları üzerinde kullanım, kalıcı veya düzensiz sonuçlara yol açabilir; bu durum fiziksel özelliklerde değişikliklere neden olabilir.

NOT: Bu liste tüm olasılıkları kapsamaz. Cihazı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, mutlaka doktorunuza danışınız.

IPL TÜY ALMA TEKNOLOJİSİ SIZE UYGUN MU?

IPL (Yoğun Atımlı Işık) teknolojisinin etkili olabilmesi için cilt tonu ile kıl rengi arasında belirgin bir kontrast bulunmalıdır. En iyi sonuçlar, açık ten rengine ve koyu renkli tüylere sahip kullanıcılar tarafından elde edilir.

IPL ışığı, ciltte ve tüylerde doğal olarak bulunan renk pigmenti olan melanin tarafından emilir. Bu emilim sonucunda kıl kökü ısıtılarak etkisiz hale getirilir. Ancak aşağıdaki durumlarda etkinlik azalabilir veya risk oluşabilir:

Kırmızı, beyaz, gri ve açık sarı tüyler, düşük melanin içeriğine sahip oldukları için yeterli ışık emilimi gerçekleşmez ve istenilen sonuç alınamayabilir.

Çok koyu ten rengi, yüksek melanin içeriği nedeniyle fazla ışık emebilir ve bu durum ciltte yanıklara yol açabilir.

NOT: İlk kez kullananlar için, cilt hassasiyetini değerlendirmek amacıyla enerji seviyesi 1 önerilmektedir. Cilt testi tamamlandıktan sonra 24 saat bekleyin ve herhangi bir reaksiyon olup olmadığını kontrol edin. Daha yüksek enerji seviyeleri, daha etkili sonuçlar sağlar. Sonraki uygulamalarda, enerji seviyesi artırılarak kullanılması önerilir.

CİLT TONU & TÜY RENGİ TABLOSU

Lütfen cihazı kullanmadan önce kendi cilt tonunuzu ve tüy renginizi tabloyla karşılaştırarak uygunluk durumunuzu kontrol ediniz. Uygun olmayan kombinasyonlarda cihaz kullanımı ciltte tahriş, yanık veya etkisiz sonuçlara yol açabilir.

TEN RENGİ						
TÜY RENGİ						

UYGULAMA TAKVİMİ

Daha hızlı ve etkili sonuçlar için önerilen kullanım sıklığı:

1-2. hafta: Haftada 3 kez uygulama yapın.


3-4. hafta: Haftada 2 kez uygulama yapmaya devam edin.

5-8. hafta: Ayda 1-2 kez uygulama yapın.

NOT: 8. haftadan sonra, ekstra tüylenme gözlemlenirse her 1-3 ayda bir bakım yapılması önerilir.

Uygulamalar arasındaki süre, tüylerin büyüme hızına ve vücut bölgesine göre değişiklik gösterir; etki kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

8 hafta sonunda gözlemlenebilecek deęişimler:

1.Hafta		Bazı t�ylerin bir kısmı �ıkmaya devam edebilir. Bunlar muhtemelen uygulama sırasında atlanan t�ylerden kaynaklanabilir.
2.Hafta		T�yler zamanla daha ince ve yumuřak hale gelir. Bazı t�yler d�k�lmeye bařlar.
4.Hafta		Uygulama yapılan b�lgede belirgin bir t�y azalması g�r�lmelidir. D�zenli kullanım etkisini g�stermeye bařlar.
8.Hafta		Kalan t�yler, uygulama s�recinin sonunda daha ince ve daha a�ık renkte olabilir. Bu durum, cihazın etkili �alıřtığını ve t�ylerin zayıfladığını g�sterir.

Soęutma Fonksiyonu

Sabit bařlıktaki soęutma teknolojisi cildi serinleterek uygulamayı daha konforlu hale getirir. Cihaz a ıldığında otomatik olarak devreye girer ve ekranda (❄) simgesi g r n r. Y z ve bikini bařlıklarında soęutma fonksiyonu bulunmamaktadır.

Cilt rengi Analiz Sens r 

Cilt tipini ve rengini algılayarak atım yoęunluęunu otomatik ayarlar. Bu sayede cihaz, en uygun ıřık seviyesini se erek g venli ve etkili bir uygulama saęlar.

Cilt rengi analiz sens r  yalnızca sabit v cut bařlıęı ile  alıřır. Bařlık takmadan  nce, iřlem yapacaęınız b lgenin cilt tonunu tespit edin; ardından bikini veya y z bařlıęı takarak, belirlenen seviyeye g re uygulama yapabilirsiniz.

Cilt Temas Sens r 

Cihazın cilde tam olarak yerleřtiğini algılar. Sens r devreye girdiğinde, cihazın arka LED g stergesi beyaz renkte yanar ve ıřık atımına hazır hale gelir. Bu sayede gereksiz atımların  n ne ge ilmiř olur.

Manyetik Bařlıklar

• En iyi sonu ları elde etmek i in, uygulama yapmak istedięiniz belirli v cut

bölgesine uygun olarak tasarlanmış doğru başlığı kullanmanız önemlidir.

· Ayrıca, manyetik yapıları sayesinde başlıklar kolayca takılıp çıkarılabilir, bu da kullanım sırasında pratiklik ve konfor sağlar.

· Bu üründe iki adet manyetik özellikli başlık bulunmaktadır:

Bikini Bölgesi Başlığı

· Daha hassas ve yoğun tüy yapısına sahip bikini bölgesinde etkili ve güvenli uygulama sağlar. Ciltle daha kontrollü temas kurarak konforlu bir kullanım sunar.

Yüz Bölgesi Başlığı

· Yüz gibi hassas alanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Küçük uygulama yüzeyi sayesinde dudak üstü, çene ve yanak gibi bölgelerde hassas ve güvenli ışık atımı yapılmasına olanak tanır.

· Bu başlıklar, farklı vücut bölgelerinde kullanıldıkları için hijyen açısından da aynı ayrı kullanılmaları önemlidir.

CİHAZIN KULLANIMI

Cihazın şarj edilmesi

· Cihazı ilk kez kullanmadan önce, batarya tamamen boşsa tam şarj edin.

· Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürer. Tam şarj edilmiş pil, ışık yoğunluğu ayarı 5'te en az 260 atış sağlar.

· Adaptörün fişini elektrik prizine takın.

· Şarj sırasında pil simgesi yanıp söner; pil tamamen dolduğunda simge sürekli sabit yanar.

· Şarj tamamlandıktan sonra adaptörü prizden çıkarın.

· Pil seviyesi düştüğünde cihaz otomatik olarak kapanır. Bu durumda cihazı tekrar şarj edebilir veya kablolu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.


DİKKAT: Şarj sırasında adaptör ve cihazın üzerini kapatmayın.

NOT: Şarj sırasında adaptör ve cihazın ısınması normaldir. Bu cihaz, pil aşırı ısınma korumasına sahiptir; ortam sıcaklığı 70 °C'yi aşarsa şarj işlemi gerçekleşmez.

Uygulama Öncesi Hazırlık

· Uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri tıraş ederek cildi hazırlayın, ardından bölgeyi temizleyip kurulayın.

· Bu adım, IPL ışığının doğrudan kıl köklerine ulaşmasını sağlar ve uygulamanın etkinliğini artırır. Tıraş dışındaki yöntemler kıl kökünü ortadan kaldıracak şekilde için uygulama performansını olumsuz etkileyebilir. Yüzeyde tüy kalırsa, uygulama sırasında yanık kokusu oluşur. Bu yüzden jel, krem ya da epilasyon cihazı ile tüylerin alınması önerilmez.



Cihazın çalıştırılması

Cihaz hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir.

Kablolu kullanım için: IPL cihazını adaptöre bağlayın ve adaptörü prize takın. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Bu mod, uzun süreli işlemler için kesintisiz güç sağlar.

Kablosuz kullanım için: Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Bu mod, hareket özgürlüğü ve pratik kullanım avantajı sunar.

KULLANIM MODLARI

· Cihaz, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak Uygulama, Manuel ve Otomatik olmak üzere üç farklı moda sahiptir.

Uygulama modu: Uygulama yapılacak bölgeye göre önceden ayarlanmış ışık yoğunluğu ve atım hızına sahip üç farklı moddan biri seçilebilir. Bu modlar, cihazın ilgili bölgeye uygun şekilde çalışmasını sağlar. Açma/kapama tuşuna basarak işlem yapacağınız bölgeye uygun modu seçin. Seçilen moda göre atacağı ışık atımını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Manuel Mod: Bu modda cihaz otomatik ışık atımı yapmaz; her ışık atışı için düğmeye basmanız gerekir. Parmaklar ve dudak üstü gibi küçük ve hassas bölgeler için uygundur.

Otomatik Mod: Bu modda cihaz otomatik ışık atımı yapar. Işık atımı düğmesine 2 saniye basılı tutarak otomatik modu aktif veya pasif hale getirin. Ekranda () simgesi belirir. Bu mod, kollar ve bacaklar gibi geniş uygulama alanları için idealdir.

Cilt analiz sensörü: Cilt analiz sensörünü etkinleştirmek için, enerji seviyesini "0" konumuna getirin. İşlem yapacağınız bölgenin rengine göre

enerji seviyesini kendi ayarlar.

· Açma/Kapama düğmesine 2 saniye basılı tutarak cihazı çalıştırın. Otomatik olarak fan çalışmaya başlar. Cihazınız 5 farklı enerji seviyesine sahiptir. İstediğiniz seviyeye getirerek manual olarak atış yapabilirsiniz. Işık çıkış penceresini (1), kullanılacak bölgeye tamamen temas edecek şekilde bastırın. Pencere cilde tam temas ettiğinde, cihazın arka kısmında bulunan LED lamba yanıp sönmeye başlar ve tam temas sağlandığında sabit yanar. Bu, cihazın ışık atımına hazır olduğunu gösterir. Düğmeye basarak ışık atımını gerçekleştirin. Ciltte hafif bir sıcaklık hissedilir. Işık penceresini bir sonraki bölgeye doğru kaydırın ve işlemi tekrarlayın.


· Otomatik mod ile ilerlemek için 2 saniye ışık atım düğmesine basın. İşleme başlamak için cihazınızı dik şekilde cilde yerleştirin. Ardından, ışık penceresini cilt üzerinde kaydırın; cihaz, teması algıladığında otomatik olarak ışık atımı gerçekleştirir. Bu şekilde, tekrar tekrar ışık atımı düğmesine basmanıza gerek kalmaz. Fonksiyonu kapatmak için, ışık atımı düğmesine 2 saniye basılı tutun; ekran üzerindeki simge () kaybolacaktır.

· Tüm bölgeye ışık atımı yapıldığından emin olun, ancak aynı bölgeye iki kez ışık atımı yapmayın (örtüşen ışık atımlarından kaçının).

NOT: Kullanım sırasında cihaz hafifçe ısınabilir bu normaldir.

DİKKAT: Cihaz 3 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.

Cihazın iç sıcaklığı 75°C ulaştığında ekranda bir hata mesajı görüntülenir.



Lütfen cihazı havalandırılan bir ortamda soğutun, ardından cihaz normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

· İşlem tamamlandığında, açma/kapama düğmesine uzun basın.
· Fan, cihazı soğutmak için yaklaşık 5 saniye daha çalışmaya devam eder; bu süre boyunca ekranda geri sayım saniyesi görüntülenir ve ardından cihaz otomatik olarak kapanır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çekildiğinden emin olun.

- Bulaşık sünger, aşındırıcı temizlik malzemeleri, benzin veya aseton gibi yüzeye zarar verebilecek sıvılar kullanmayınız.


- Işık penceresi kullanım sırasında ısınabilir;

temizlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olun.

- Uygulama sonrası ışık penceresini, ürünle birlikte verilen özel temizlik beziyle silin.

- Gerekirse cihazın dış yüzeyini temiz, yumuşak bir bezle silin.

- Cihazdan en iyi verimi almak için cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.



SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ

Aşağıda kullanım esnasında en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları ve çözümlerini görebilirsiniz. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız **Arzum Çağrı Merkezi**'ni arayınız.

Sorun	Çözüm
Açma-Kapama/GÜÇ düğmesine bastığınız halde cihaz çalışmıyor	· Cihazın şarj seviyesini kontrol ediniz. · Pil tamamen boşalmışsa cihazı şarj ederek tekrar deneyiniz. · Kablolu kullanım yapacaksanız adaptörün cihaza ve prize düzgün takıldığından emin olunuz.
Cihaz, ışık atımı düğmesine bastığınızda ışık atımı yapmıyor.	· Cihazın çok ısınıp ısınmadığını kontrol ediniz. Cihaz çok ısındıysa ışık atımı yapmaz. · Uygulama penceresinin cildinize tam olarak oturmasını sağlayınız ve cihazın sağ ve sol tarafındaki ışık atımı HAZIR göstergesinin yandığından emin olunuz.
Enerji Seviyesi ayarlama düğmesine bastığınız halde enerji seviyesi değişmiyor/ ayarlanmıyor.	Enerji seviyesini ayarlarken, üst üste ve hızla düğmeye basılması cihazın 3 dk'lık emniyet kilidinin devreye girmesine neden olur. 3 dakika bekleddikten sonra düğmeye tekrar basarak istediğiniz enerji seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Cihazı kullandığınızda cildimde büyük bir rahatsızlık hissediyorum.	• Tüylerin kısaltılması gerekir: Cihazı kullanmadan önce uygulama bölgesini tıraş ederek tüylerinizi kısaltınız. • Yakın Zamanda Bronzlaşma: Uygulama bölgesinin kısa süre önce güneşe veya yapay bronzlaştırıcıya maruz kalması hassasiyete yol açabilir. O nedenle, cihazı bronzlaştıktan kısa süre sonra kullanmamalısınız. Uygulamadan 2 hafta öncesinden itibaren güneş ve bronzlaşma ekipmanlarından sakının. • Uygun Enerji Seviyesi: Enerji seviyesini, kendinizi rahat hissededeceğiniz bir seviyeye azaltın.
Cihaz çalıştığı halde ve üzerindeki ışıkları yanmasına rağmen atım yapmıyor.	· Cihazın aşırı ısınma durumunda aktif olan emniyet sistemi devreye girmiştir. Bir süre bekleyiniz, sonrasında cihaz tekrar atım yapmaya başlayacaktır. · Bu durum cihazın emniyet sistemiyle alakalı olup herhangi bir arızadan kaynaklanmamaktadır

Model No	AR5178
Güç	48W
Işık Çıkış Alanı (Spot Boyutu)	3.3 cm ²
Dalga Boyu	600-1200 nm
Toplam Enerji	20J
Enerji Yoğunluğu	6.06 cm ²
Tekrarlama Süresi	1.1-4 saniye (seçilen enerji seviyesine bağlı olarak)
Çalışma Modu	Otomatik Mod / Manuel Mod
Ürün Boyutu	15.34*8.17*19.05 cm
Ek Başlık (Spot Boyutu)	1 cm ² / 2 cm ²
Batarya	7.4Vd.c.; 1500 mAh; 11.1Wh

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

Gövde Ünite: 24V $\equiv$ 2A

Adaptör Model: DZ048CHL240200V

Adaptör Giriş: 100-240V~50/60Hz 1.5A

Adaptör Çıkış: 24V $\equiv$ 2A 48.0W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd

No. 13 Baiye Avenue, Xiqiao Science and Technology Industrial Park, Xiqiao
Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
0086 75786868180

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78

İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE


Made in China-Menşei Çin'dir

0850 222 1800

www.arzum.com



AR5178-02 ARZUM SATEEN TOUCH RECHARGEABLE IPL HAIR REMOVAL SYSTEM



- 1- UV-filtered light window
- 2- Power/Mode button
- 3- Energy level increase button
- 4- Energy level decrease button
- 5- LED display
- 6- Cooling function indicator
- 7- Energy level indicator
- 8- Charging indicator
- 9- Automatic mode indicator
- 10 - Body / Bikini / Face mode indicators

- 11- Light pulse button
- 12- Air vents
- 13- Magnetic face attachment
- 14- Magnetic bikini attachment
- 15- Skin contact sensor and indicator
- 16- Adapter port
- 17- Adapter
- 18- Cleaning cloth
- 19- Travel pouch

Thank you for purchasing **Arzum IPL Hair Removal System**. This is one of the products designed to make life easier for you.

Before using the device, carefully read the instructions for use. Keep the user manual, warranty certificate, receipt, or invoice, and if possible, the box as well. If you give this device to someone else, please give them the user manual along with it.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the device only for removing unwanted hair. After prolonged use, a reduction in the number of growing hairs may be observed. Use for any other purpose is inappropriate and may be dangerous.
- Do not use on animals.
- Do not use the device on any surface other than the skin.
- Do not use the device for commercial purposes.
- When not in use, during cleaning, or in case of malfunction, turn off the device and unplug it.
- If you will not be using the device again, it is recommended that you render it unusable by removing all dangerous parts, especially for the safety of children who may be tempted to play with the product.
- Provided that training is given on safe use and potential hazards, the device can be used by children aged 8 and above, as well as individuals with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking experience and knowledge. However, children should not play with the device; they should not be allowed to clean or maintain the device on their own.
- If your device is damaged for any reason, do not use it, do not open it, and do not attempt to repair it yourself. In case of any malfunction, take

it to an **Arzum Authorized Service Center**.

- For safe and efficient operation of the device, use only original parts and adapters.
- Do not use products with damaged cables. Contact an Arzum Authorized Service Center.
- Do not allow children to play with the product packaging. Plastic bags should not be left where children can reach them due to the risk of suffocation.
- Before connecting the device, ensure that the main voltage information matches the voltage information specified in the product's technical specifications. The technical specifications are listed on the device and on the adapter.
- Protect the device from sunlight, rain, and moisture.
- Do not use the device near water or on wet surfaces (bathtub, shower, sink, etc.).
- Do not use the device if it gets wet. Using a wet device may cause electric shock.
- Do not use the device if the light window (1) is cracked or missing.
- Do not touch the light window during or immediately after use; it may be hot.
- Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents (alcohol, acetone, etc.); they pose a fire hazard.
- Do not cover the cooling vents. The device may overheat, posing a risk of electric shock or fire.

General health status and chronic illnesses

Do not use the epilator device if you have any of the following health conditions, or consult your doctor beforehand:

- If you are under 18 or over 65 years of age.
- If you have diabetes or any other systemic or metabolic disease.
- If you have congestive heart disease.
- If you have active implants such as a pacemaker, neurostimulator, or insulin pump.
- If you have had a disease that suppresses the immune system (e.g., HIV infection or AIDS).
- If you are taking medications that suppress the immune system.

- If you have any clotting disorder.
- If you have photosensitive epilepsy.

Sensitivity and Skin Sensitivity Conditions

- If you have a skin tone that is not suitable according to the **"Suitable skin tones"** table in the user manual.
- If you have a condition related to light sensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, or porphyria.
- If your skin is sensitive to light and easily develops rashes or allergic reactions.
- If you are using medications or substances that increase light sensitivity and their package inserts indicate a risk of photoallergic or phototoxic reactions.
- If you are using painkillers that reduce the skin's sensitivity to heat.

Medical History

- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you have used Accutane, Roaccutane, or any other form of isotretinoin within the last 6 months.
- If you are undergoing skin treatment with Alpha Hydroxy Acid (AHA), Beta Hydroxy Acid (BHA), topical tretinoin, or azelaic acid, or if such treatment was administered within the last 7 days.
- If you are taking blood-thinning medications, including high doses of aspirin, and require at least a 1-week washout period for these medications.
- If you have undergone radiation therapy or chemotherapy within the last 3 months.

Skin Conditions and History

- If you have a history of collagen disorders, such as keloid formation or slow wound healing.
- If you have active skin cancer, a history of skin cancer, or a history of local cancer in the areas to be treated.
- If you have a skin pigmentation disorder, such as vitiligo.

Conditions Related to the Treatment Area

- If you have a history of vascular disease in the treatment area, such as varicose veins or vascular dilation (vascular ectasia).
- If there is an infection, eczema, burn, folliculitis, open wound, abrasion,

cold sore (herpes simplex), lesion, or bruise (hematoma) in the areas where the application will be performed.

- If the skin is irritated (redness, cuts), sunburned, tanned, or if a tanning product has been applied.
- On moles, freckles, large veins, dark pigmented areas, scars, or skin imperfections without consulting your doctor.
- On areas with warts, tattoos, or permanent makeup.
- Around the eyes and eyebrows. It can only be used on the body and on the female face (under the cheekbones).
- On the lips, scalp, nipples, between the legs, around the nipples, labia minora, vagina, anus, nostrils, and inside the ears.
- Areas where long-lasting deodorant is used. This may cause skin reactions.
- On or near artificial objects such as silicone implants, subcutaneous injection channels (e.g., insulin dispensers), or piercings.

For men: Shoulders and below (chest, back, arms, abdomen, and legs)

WARNING: Do not use on the face, neck, or genital area. Use on facial hair or beard may cause permanent or uneven results; this may lead to changes in physical characteristics.

NOTE: This list does not cover all possibilities. If you are unsure whether you can use the device, be sure to consult your doctor.

IS IPL HAIR REMOVAL TECHNOLOGY SUITABLE FOR YOU?

For IPL (Intense Pulsed Light) technology to be effective, there must be a clear contrast between skin tone and hair color. The best results are achieved by users with fair skin and dark hair. IPL light is absorbed by melanin, the natural pigment found in skin and hair. This absorption heats the hair follicle, rendering it ineffective.

However, effectiveness may decrease or risks may arise in the following cases:

Red, white, gray, and light yellow hair may not absorb enough light due to their low melanin content, and the desired results may not be achieved.

Very dark skin tones may absorb too much light due to high melanin content, which can cause burns on the skin.

NOTE: For first-time users, energy level 1 is recommended to assess skin sensitivity. After completing the skin test, wait for 24 hours and

check for any reactions. Higher energy levels provide more effective results. For subsequent applications, it is recommended to use the device at an increased energy level.

SKIN TONE & HAIR COLOR CHART TREATMENT SCHEDULE

Please check your skin tone and hair color against the table before using the device to ensure compatibility. Using the device with incompatible combinations may cause skin irritation, burns, or ineffective results.

SKIN COLOR						
HAIR COLOR						

APPLICATION SCHEDULE

Recommended frequency of use for faster and more effective results:

Weeks 1–2: Apply 3 times per week.

Weeks 3–4: Continue applying 2 times per week.

Weeks 5–8: Apply 1–2 times per month.

NOTE: After the 8th week, if additional hair growth is observed, maintenance is recommended every 1–3 months.

The interval between applications may vary depending on the hair growth rate and the body area; effectiveness may differ from person to person.

Visible Results After 8 Weeks:

Week 1		You will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment.
Week 2		You should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase.
Week 4		You should see a significant reduction in hairs within the treated area.
Week 8		Any remaining hairs should be finer and lighter in color.

Cooling Function

The cooling technology in the fixed head cools the skin, making the application more comfortable. It is automatically activated when the device is turned on, and the (❄️) icon appears on the screen. The face and bikini heads do not have a cooling function.

Skin Tone Analysis Sensor

Automatically adjusts the pulse intensity by detecting skin type and tone. This allows the device to select the most appropriate light level, ensuring a safe and effective application.

The skin tone analysis sensor works only with the fixed body head. Before attaching the head, detect the skin tone of the area you want to treat. Then, attach the bikini or face head and perform the application according to the detected level.

Skin Contact Sensor

Detects whether the device is properly positioned on the skin. When the sensor is activated, the rear LED indicator lights up white, indicating the device is ready to emit a light pulse. This helps prevent unnecessary flashes.

Magnetic Heads

To achieve the best results, it is important to use the correct head designed for the specific body area you want to treat.

In addition, thanks to their magnetic structure, the heads can be easily attached and removed, providing practicality and comfort during use.

This product includes two magnetic heads:

Bikini Area Head

· Provides effective and safe application on the bikini area, which has a more sensitive and dense hair structure. It offers comfortable use by establishing more controlled contact with the skin.

Face Area Head

· Specially designed for sensitive areas such as the face. Its small application surface allows for precise and safe light emission on areas like the upper lip, chin, and cheeks.

· Since these heads are used on different body areas, it is important to use them separately for hygiene reasons.

USE OF THE DEVICE

Charging the Device

· Before using the device for the first time, fully charge the battery if it is completely empty.

· It takes approximately 2 hours for the battery to fully charge. A fully charged battery provides at least 260 flashes at light intensity setting 5.

· Plug the adapter into a power outlet.

· During charging, the battery icon will blink; once fully charged, the icon will remain steadily lit.

· After charging is complete, unplug the adapter from the outlet.

· When the battery level is low, the device automatically turns off. In this case, you can recharge the device or continue using it in wired mode.


CAUTION: Do not cover the adapter or the device during charging.

NOTE: It is normal for the adapter and the device to heat up during charging.

This device is equipped with overheating protection; if the ambient temperature exceeds 70 °C, the charging process will not start.

Preparation Before Application

- Prepare the skin by shaving the hair in the area to be treated, then clean and dry the area.
- This step allows the IPL light to reach the hair follicles directly and increases the effectiveness of the application. Methods other than shaving may remove the hair follicle, which can negatively affect the performance of the application. If hair remains on the surface, a burning smell will occur during the application. Therefore, it is not recommended to remove hair with gel, cream, or an epilator.



Operating the device

- The device can be used both wired and wireless.

For wired use: Connect the IPL device to the adapter and plug the adapter into the power outlet. Press the power button to turn on the device. This mode provides uninterrupted power for long sessions.

For wireless use: Press the power button to turn on the device. This mode offers freedom of movement and practical use.

Operating Modes

- The device has three different modes for different needs: Application, Manual, and Automatic.

Application mode: One of three different modes with pre-set light intensity and pulse rate according to the area to be treated can be selected. These modes ensure that the device works appropriately for the relevant area.

Manual Mode: In this mode, the device does not emit light pulses automatically; you must press the flash button for each light pulse. It is suitable for small and sensitive areas such as fingers and the upper lip.

Automatic Mode: In this mode, the device emits light pulses automatically. Press and hold the flash button for 2 seconds to activate or deactivate the automatic mode. The () icon will appear on the display.

This mode is ideal for large treatment areas such as arms and legs.

Skin Analysis Sensor: To activate the skin analysis sensor, set the energy level to "0". The device will automatically adjust the energy level according to the skin tone of the treatment area.

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. The fan will start operating automatically.

- Your device has 5 different energy levels. After selecting the desired level, you can perform manual flashes.
- Place the light output window (1) firmly against the skin on the area to be treated. When the window is in full contact with the skin, the LED light on the back of the device begins to flash and stays on steadily when full contact is achieved. This indicates that the device is ready to emit light. Press the button to emit a light pulse. You may feel a slight warmth on the skin.

Move the light window to the next area and repeat the process.

- To use the automatic mode, press and hold the flash button for 2 seconds.
- To start treatment, place the device vertically against the skin. Then glide the light window across the skin; the device will automatically emit light pulses when it detects contact.

In this way, there is no need to press the flash button repeatedly.

To deactivate the function, press and hold the flash button for 2 seconds again; the () icon on the screen will disappear.

- Make sure that the entire area has been treated, but do not flash the same spot twice (avoid overlapping light pulses).


NOTE: It is normal for the device to become slightly warm during use.

CAUTION: If the device is not used for 3 minutes, it will automatically shut down.

If the internal temperature reaches 75°C, an error message will appear on the screen.


Please allow the device to cool down in a ventilated area; it will resume normal operation afterward.

- When the treatment is complete, press and hold the power button to turn off the device.
- The fan will continue to run for approximately 5 seconds to cool the device. During this time, a countdown timer will appear on the screen, and the device will automatically power off afterward.



CLEANING

- Before cleaning the device, make sure it is turned off and unplugged.
- The light window may become hot during use; ensure it has cooled completely before cleaning.
- Do not use dish sponges, abrasive cleaning materials, gasoline, acetone, or other liquids that may damage the surface.
- After use, wipe the light window with the special cleaning cloth provided with the product.
- If necessary, wipe the exterior of the device with a clean, soft cloth.
- To get the best performance from the device, clean it after each use.



SIMPLE TROUBLE-SHOOTING

When fault occurs during the usage of the instrument, users can follow the following guidance to eliminate some simple faults. If the problem can not be solved after all steps are finished, please contact the Customer Service Department so as to solve faults as soon as possible.

Problem	Solution
The device does not power on when the Power button is pressed.	· Check the device's battery level. · If the battery is completely drained, charge the device and try again. · If you are using the device with a cable, make sure the adapter is properly connected to both the device and the power outlet.
The device does not emit a light pulse when the Light Pulse button is pressed.	· Check whether the device has overheated. The device will not emit pulses if it is too hot. · Ensure that the treatment window is in full contact with the skin and that the Light Pulse READY indicators on both sides of the device are illuminated.
The energy level does not change when the Energy Level button is pressed.	Pressing the Energy Level button repeatedly or rapidly may trigger the device's 3-minute safety lock. Wait for 3 minutes, then press the button again to select the desired energy level.
Significant discomfort is experienced on the skin during device use.	• Hair trimming: Shave the treatment area prior to use to shorten hair. • Recent tanning: Exposure to sunlight or artificial tanning products shortly before use may increase skin sensitivity. Avoid sun exposure and tanning devices for at least 2 weeks prior to treatment. • Energy level adjustment: Reduce the energy level to a comfortable setting.
The device is powered on, lights are illuminated, but no pulse is emitted.	The device's safety system may have activated due to overheating. Allow the device to cool; normal pulsing will resume. This is a safety feature and does not indicate a malfunction.

Model No	AR5178
Power	48W
Light Output Area (Spot Size)	3.3 cm ²
Wavelength	600-1200 nm
Total Energy	20J
Energy Density	6.06 cm ²
Repetition Rate	1.1-4 Seconds (depending on the selected energy level)
Operating Mode	Auto Mode / Manual Mode
Product Size	15.34*8.17*19.05 cm
Additional Header (Spot Size)	1 cm ² / 2 cm ²
Battery	7.4Vd.c.; 1500 mAh; 11.1Wh

Product Life 7 years

Technical Specifications

Main Unit: 24V $\equiv$ 2A

Adapter Model: DZ048CHL240200V

Adapter Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A

Adapter Output: 24V $\equiv$ 2A 48.0W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd

No. 13 Baiye Avenue, Xiqiao Science and Technology Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
0086 75786868180

Importer:


Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE
Made in China-Menşei Çin'dir
0850 222 1 800

www.arzum.com



AR5178-02 ARZUM SATEEN TOUCH WIEDERAUFLADBARES IPL- HAARENTFERNUNGSSYSTEM



- 1- UV-gefiltertes Lichtfenster
- 2- Ein-/Aus- und Modustaste
- 3- Taste zur Erhöhung der Energieintensität
- 4- Taste zur Verringerung der Energieintensität
- 5- LED-Anzeige
- 6-Anzeige der Kühlfunktion
- 7- Anzeige der Energieintensität
- 8- Ladeanzeige
- 9- Automatikmodus-Anzeige

- 10- Anzeige für Körper- / Bikini- / Gesicht-Modi
- 11- Lichtimpuls-Taste
- 13- Luftkanäle
- 13- Magnetischer Gesichtskopf
- 14- Magnetischer Bikinikopf
- 15- Hautkontaktsensor und Anzeige
- 16- Adapteranschluss
- 17- Adapter
- 18- Reinigungstuch
- 19- Reisetasche

Vielen Dank, dass Sie sich für das **IPL-Haarentfernungssystem der Marke Arzum** entschieden haben. Auch dieses Produkt dient dazu, Ihnen das Leben zu erleichtern.

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte, den Beleg oder die Rechnung sowie nach Möglichkeit auch die Verpackung auf. Wenn Sie dieses Gerät an andere weitergeben, legen Sie bitte die Bedienungsanleitung bei.

WICHTIGE HINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Entfernung unerwünschter Haare. Nach längerer Anwendung ist eine Verringerung der nachwachsenden Haaranzahl zu beobachten. Eine zweckfremde Verwendung ist nicht geeignet und kann gefährlich sein.
- Darf nicht an Tieren angewendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf anderen Oberflächen als der Haut.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für kommerzielle Zwecke.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie es nicht benutzen, es reinigen oder im Falle einer Störung.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, wird empfohlen, es unbrauchbar zu machen, indem Sie alle gefährlichen Teile entfernen, insbesondere zum Schutz von Kindern, die dazu neigen, mit dem Produkt zu spielen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie im sicheren Gebrauch und über die möglichen Gefahren unterwiesen wurden. Kinder dürfen jedoch nicht mit dem Gerät spielen; sie

dürfen es weder alleine reinigen noch warten.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es aus irgendeinem Grund beschädigt ist; öffnen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem autorisierten **Arzum-Kundendienst**.
- Verwenden Sie für einen sicheren und effizienten Betrieb des Geräts ausschließlich Originalteile und das Originalnetzteil.
- Verwenden Sie keine Geräte mit beschädigtem Kabel. Wenden Sie sich an den autorisierten **Arzum-Kundendienst**.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Produktverpackung spielen. Plastiktüten dürfen wegen Erstickungsgefahr nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Netzspannung mit den in den technischen Daten des Produkts angegebenen Spannungswerten übereinstimmt. Die Beschreibung der technischen Daten befindet sich am Gerät und am Adapter.
- Schützen Sie das Gerät vor Sonnenlicht, Regen und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder auf nassen Oberflächen (Badewanne, Dusche, Waschbecken usw.).
- Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es nass geworden ist. Die Verwendung eines nassen Geräts kann einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Lichtfenster (1) beschädigt oder fehlend ist.
- Berühren Sie das Lichtfenster während oder unmittelbar nach der Anwendung nicht; es kann heiß sein.
- Verwenden Sie keine auf Petroleum basierenden oder brennbaren Reinigungsmittel (Alkohol, Aceton usw.); sie stellen eine Brandgefahr dar.
- Decken Sie die Kühllöffnungen nicht ab. Das Gerät kann überhitzen, was zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen kann.

ALLGEMEINER GESUNDHEITZUSTAND UND CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

Verwenden Sie das Epiliergerät nicht, wenn einer der folgenden Gesundheitszustände vorliegt, oder konsultieren Sie vorher Ihren Arzt:

- Von Personen unter 18 Jahren oder über 65 Jahren.
- Wenn Sie an Diabetes oder einer anderen systemischen oder metabolischen Erkrankung leiden.
- Wenn Sie an einer kongestiven Herzerkrankung leiden.
- Wenn Sie aktive Implantate wie einen Herzschrittmacher, Neurostimulator oder eine Insulinpumpe haben.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die das Immunsystem schwächt (z. B. HIV-Infektion oder AIDS).
- Wenn Sie Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken.
- Wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden.
- Wenn Sie an lichtempfindlicher Epilepsie leiden.

Lichtempfindlichkeit und Hautempfindlichkeit

- Wenn Sie einen Hauttyp haben, der in der Tabelle „Geeignete Hauttöne“ in der Bedienungsanleitung als ungeeignet angegeben ist.
- Wenn Sie an einer lichtempfindlichen Erkrankung wie polymorpher Lichtdermatose (PMLE), Solarurtikaria oder Porphyrie leiden.
- Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und leicht Ausschläge oder allergische Reaktionen zeigt.
- Wenn Sie Medikamente oder Substanzen einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen und in deren Packungsbeilage ein Risiko für photoallergische oder phototoxische Reaktionen angegeben ist.
- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, die die Empfindlichkeit der Haut gegenüber Hitze verringern.

Medizinische Behandlungsgeschichte

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten Accutane, Roaccutane oder eine andere Form von Isotretinoin eingenommen haben.
- Wenn Sie sich einer Hautbehandlung mit Alpha-Hydroxysäure (AHA), Beta-Hydroxysäure (BHA), topischem Tretinoin oder Azelainsäure unterziehen oder wenn eine solche Behandlung in den letzten 7 Tagen

durchgeführt wurde.

- Wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen – einschließlich intensiver Einnahme von Aspirin – und für diese Medikamente eine mindestens einwöchige Absetzzeit erforderlich ist.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlen- oder Chemotherapie erhalten haben.

Hauterkrankungen und Vorgeschichte

- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Kollagenstörungen wie Keloidbildung oder schlecht heilenden Wunden haben.
- Wenn Sie aktuell an Hautkrebs leiden, in der Vergangenheit Hautkrebs hatten oder in den zu behandelnden Bereichen eine lokale Krebserkrankung vorliegt.
- Wenn Sie an einer Hautpigmentstörung wie Vitiligo leiden.

Bedingungen im Zusammenhang mit dem Behandlungsbereich

- Wenn Sie im zu behandelnden Bereich eine Vorgeschichte von Venenerkrankungen wie Krampfadern oder Gefäßerweiterungen (Teleangiectasien) haben.
- Wenn sich in den zu behandelnden Bereichen Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, Haarfollikelentzündungen, offene Wunden, Schürfwunden, Herpes-simplex-Bläschen, Läsionen oder Blutergüsse (Hämatome) befinden.
- Wenn die Haut gereizt ist (Rötungen, Schnittverletzungen), einen Sonnenbrand hat, gebräunt ist oder Bräunungsprodukte aufgetragen wurden.
- Auf Muttermalen, Sommersprossen, erweiterten Blutgefäßen, stark pigmentierten Bereichen, Narben oder Hautveränderungen ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Auf Bereichen mit Warzen, Tätowierungen oder Permanent-Make-up.
- Im Bereich der Augen sowie auf und um die Augenbrauen. Kann nur am Körper und im weiblichen Gesicht (unterhalb des Jochbeins) angewendet werden.
- An den Lippen, der Kopfhaut, den Brustwarzen, dem Intimbereich, der Umgebung der Brustwarzen, den Labia minora, der Vagina, dem Anus, den Nasenlöchern und im Inneren der Ohren.
- In Bereichen, in denen langanhaltende Deodorants verwendet wurden. Dieser Zustand kann Hautreaktionen hervorrufen.

· Auf oder in der Nähe von Silikonimplantaten, subkutanen Injektionskanülen (z. B. Insulinpumpen) oder Piercings wie Nasenringen.

Für Männer: Schultern und darunter (Brust, Rücken, Arme, Bauch und Beine)

WARNUNG: Nicht im Gesicht, am Hals oder im Genitalbereich anwenden. Die Anwendung an Gesichtsbehaarung oder Bart kann zu dauerhaften oder ungleichmäßigen Ergebnissen führen; dies kann zu Veränderungen der körperlichen Merkmale führen.

HINWEIS: Diese Liste umfasst nicht alle möglichen Fälle. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie das Gerät verwenden können, konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt.

IST DIE IPL HAARENTFERNUNGSTECHNOLOGIE FÜR SIE GEEIGNET?

Damit die IPL-Technologie (Intensiv Pulsierendes Licht) wirksam ist, muss ein deutlicher Kontrast zwischen Hautton und Haarfarbe bestehen. Die besten Ergebnisse werden von Anwendern mit heller Haut und dunklen Haaren erzielt.

Das IPL-Licht wird von Melanin absorbiert, dem Farbpigment, das natürlicherweise in Haut und Haaren vorkommt. Durch diese Absorption wird die Haarwurzel erhitzt und dadurch deaktiviert. In den folgenden Fällen kann die Wirksamkeit jedoch vermindert sein oder es können Risiken entstehen:

Rote, weiße, graue und hellblonde Haare enthalten wenig Melanin, wodurch nicht genügend Licht absorbiert wird und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden.

Sehr dunkle Haut kann aufgrund des hohen Melaningehalts zu viel Licht absorbieren, was zu Hautverbrennungen führen kann.

HINWEIS: Für Erstbenutzer wird zur Beurteilung der Hautempfindlichkeit Energiestufe 1 empfohlen. Warten Sie nach dem Abschluss des Hauttests 24 Stunden und überprüfen Sie, ob eine Reaktion aufgetreten ist. Höhere Energiestufen sorgen für effektivere Ergebnisse. Bei den folgenden Anwendungen wird empfohlen, die Energiestufe schrittweise zu erhöhen.

HAUTTON- & HAARFARBE-TABELLE

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts anhand der Tabelle Ihren Hautton und Ihre Haarfarbe, um die Eignung festzustellen. Bei ungeeigneten Kombinationen kann die Verwendung des Geräts Hautreizungen, Verbrennungen oder unwirksame Ergebnisse verursachen.

HAUTTON						
HAARFARBE						

ANWENDUNGSPLAN

Für schnellere und effektivere Ergebnisse wird die folgende Anwendungshäufigkeit empfohlen:

Woche 1–2: Führen Sie die Anwendung 3 Mal pro Woche durch.

Woche 3–4: Führen Sie die Anwendung weiterhin 2 Mal pro Woche durch.

Woche 5–8: Führen Sie die Anwendung 1–2 Mal pro Monat durch.

HINWEIS: Nach der 8. Woche wird empfohlen, bei zusätzlichem Haarwuchs alle 1–3 Monate eine Pflegeanwendung durchzuführen.

Der Abstand zwischen den Anwendungen kann je nach Haarwachstumsgeschwindigkeit und Körperregion variieren.

Die Wirkung kann von Person zu Person unterschiedlich sein.

Nach 8 Wochen können folgende Veränderungen beobachtet werden:

Woche 1		Ein Teil der Haare kann weiterhin nachwachsen. Diese können vermutlich von während der Anwendung ausgelassenen Haaren stammen.
Woche 2		Die Haare werden mit der Zeit feiner und weicher. Einige Haare beginnen auszufallen.
Woche 4		Im behandelten Bereich sollte eine deutliche Haarreduktion sichtbar sein. Die regelmäßige Anwendung beginnt ihre Wirkung zu zeigen.
Woche 8		Die verbleibenden Haare können am Ende des Anwendungszyklus feiner und heller sein. Dieser Zustand zeigt, dass das Gerät wirksam arbeitet und die Haare geschwächt werden.

Kühlfunktion

Die Kühltechnologie im festen Aufsatz kühlt die Haut und macht die Anwendung angenehmer. Sie wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird, und das Symbol (❄️) erscheint auf dem Display. Die Gesichts- und Bikini-Aufsätze verfügen nicht über eine Kühlfunktion.

Hautfarben-Analyse-Sensor

Erkennt den Hauttyp und die Hautfarbe und passt die Impulsintensität automatisch an. Dadurch wählt das Gerät das optimale Lichtniveau aus und sorgt für eine sichere und effektive Anwendung.

Der Sensor zur Hautfarbenanalyse funktioniert nur mit dem festen Körperaufsatz. Ermitteln Sie vor dem Anbringen des Aufsatzes den Hautton des zu behandelnden Bereichs. Danach können Sie den Bikini- oder Gesichtsaufsatz anbringen und die Anwendung entsprechend der ermittelten Stufe durchführen.

Hautkontakt-Sensor

Erkennt, ob das Gerät korrekt auf der Haut positioniert ist. Wenn der Sensor aktiviert ist, leuchtet die hintere LED-Anzeige weiß und das Gerät ist bereit für die Lichtimpulse. So werden unnötige Lichtimpulse vermieden.

Magnetkopf

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, den richtigen Aufsatz zu verwenden, der für den jeweiligen Körperbereich entwickelt wurde, den Sie behandeln möchten.
- Außerdem lassen sich die Aufsätze dank ihrer magnetischen Struktur leicht anbringen und abnehmen, was während der Anwendung für Praktikabilität und Komfort sorgt.

Dieses Produkt verfügt über zwei magnetische Aufsätze:

Bikinizonen-Aufsatz

- Sorgt für eine wirksame und sichere Anwendung im empfindlicheren und dichterem Haarbereich der Bikinizone. Bietet durch einen kontrollierteren Hautkontakt eine komfortable Anwendung.

Gesichtsaufsatz

- Ist speziell für empfindliche Bereiche wie das Gesicht entwickelt worden. Dank der kleinen Anwendungsfläche ermöglicht er eine präzise und sichere Lichtabgabe in Bereichen wie Oberlippe, Kinn und Wangen.
- Da diese Aufsätze an unterschiedlichen Körperbereichen verwendet werden, ist es aus hygienischen Gründen wichtig, sie getrennt zu benutzen.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Aufladen des Geräts

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, falls der Akku komplett leer ist.
- Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa 2 Stunden. Eine vollständig aufgeladene Batterie ermöglicht mindestens 260 Lichtimpulse bei Lichtintensitätsstufe 5.
- Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol; sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol dauerhaft.
- Ziehen Sie den Adapter nach dem vollständigen Ladevorgang aus der Steckdose.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. In diesem Fall können Sie das Gerät erneut aufladen oder es im Kabelmodus weiterverwenden.

ACHTUNG: Decken Sie den Adapter und das Gerät während des Ladevorgangs nicht ab.


HINWEIS: Es ist normal, dass sich Adapter und Gerät während des Ladevorgangs erwärmen.

Dieses Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz für den Akku; wenn die Umgebungstemperatur 70 °C überschreitet, wird der Ladevorgang nicht gestartet.

Vorbereitung vor der Anwendung

· Rasieren Sie die Haare im zu behandelnden Bereich, um die Haut vorzubereiten, und reinigen und trocknen Sie anschließend die Stelle.

Dieser Schritt ermöglicht es dem IPL-Licht, direkt die Haarwurzeln zu erreichen, und erhöht die Wirksamkeit der Anwendung.



Andere Methoden als das Rasieren können die Haarwurzel entfernen und dadurch die Anwendungsleistung beeinträchtigen. Bleiben Haare auf der Oberfläche zurück, entsteht während der Anwendung ein Brandgeruch. Daher wird die Entfernung der Haare mit Gel, Creme oder Epiliergeräten nicht empfohlen.

Inbetriebnahme des Geräts

· Das Gerät kann sowohl mit Kabel als auch kabellos verwendet werden.

Für den kabelgebundenen Betrieb: Verbinden Sie das IPL-Gerät mit dem Adapter und stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dieser Modus bietet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für längere Behandlungen.

Für den kabellosen Betrieb: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dieser Modus bietet Bewegungsfreiheit und eine praktische Handhabung. Sie können Ihr Gerät im Manuellen oder Automatischen Modus verwenden.

Betriebsmodi

· Das Gerät verfügt über drei verschiedene Modi für unterschiedliche Anforderungen: Anwendung, Manuell und Automatisch.

Anwendungsmodus: Je nach Anwendungsbereich kann einer von drei verschiedenen Modi mit voreingestellter Lichtintensität und Impulsfrequenz ausgewählt werden. Diese Modi sorgen dafür, dass das Gerät entsprechend dem jeweiligen Anwendungsbereich arbeitet.

Manueller Modus: In diesem Modus gibt das Gerät keine automatischen Lichtimpulse ab; Sie müssen für jeden Lichtimpuls die Taste drücken. Geeignet für kleine und empfindliche Bereiche wie Finger und Oberlippe.

Automatischer Modus: In diesem Modus gibt das Gerät automatisch Lichtimpulse ab. Halten Sie die Blitztaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Symbol () erscheint auf dem Display.

Dieser Modus ist ideal für größere Behandlungsbereiche wie Arme und Beine.

Hautanalyse-Sensor: Um den Hautanalyse-Sensor zu aktivieren, stellen Sie die Energieleistung auf „0“. Das Gerät passt das Energieniveau automatisch an die Hautfarbe des zu behandelnden Bereichs an.

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Lüfter startet automatisch.

Ihr Gerät verfügt über 5 verschiedene Energiestufen. Wählen Sie die gewünschte Stufe aus, um manuelle Lichtimpulse durchzuführen.

Drücken Sie das Lichtaustrittsfenster (1) vollständig auf den zu behandelnden Hautbereich. Wenn das Fenster vollständig Kontakt mit der Haut hat, beginnt die LED um die Blitztaste zu blinken – dies zeigt an, dass das Gerät zum Blitzen bereit ist. Drücken Sie die Taste, um einen Lichtimpuls abzugeben. Auf der Haut ist ein leichtes Wärmegefühl spürbar.

Verschieben Sie das Lichtfenster zum nächsten Bereich und wiederholen Sie den Vorgang.

- Um den automatischen Modus zu verwenden, halten Sie die Blitztaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Setzen Sie das Gerät senkrecht auf die Haut, um die Behandlung zu starten. Gleiten Sie dann mit dem Lichtfenster über die Haut; das Gerät gibt automatisch Lichtimpulse ab, sobald es Hautkontakt erkennt.

So müssen Sie die Blitztaste nicht wiederholt drücken.

Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Blitztaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt; das Symbol () verschwindet vom Display.

- Achten Sie darauf, dass der gesamte Bereich behandelt wurde, aber blitzen Sie nicht zweimal auf derselben Stelle (überlappende Lichtimpulse vermeiden).


HINWEIS: Es ist normal, dass sich das Gerät während der Verwendung leicht erwärmt.

VORSICHT: Wenn das Gerät 3 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet es sich automatisch aus.

Wenn die Innentemperatur 75°C erreicht, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display.

Lassen Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung abkühlen; danach funktioniert es wieder normal.


- Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Der Lüfter läuft noch etwa 5 Sekunden weiter, um das Gerät zu kühlen. Während dieser Zeit wird ein Countdown auf dem Bildschirm angezeigt, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.



REINIGUNG UND WARTUNG

Stellen Sie vor Beginn der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, scheuernden Reinigungsmittel, Benzin oder Aceton oder andere Flüssigkeiten, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Das Lichtfenster kann während des Gebrauchs heiß werden. Stellen Sie sicher, dass es vor der Reinigung vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Lichtfenster nach der Anwendung mit dem mitgelieferten speziellen Reinigungstuch.
- Wischen Sie die Außenseite des Geräts bei Bedarf mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Anwendung, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.



HÄUFIG AUFTRETENDE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Im Folgenden finden Sie die häufigsten Probleme, die während der Anwendung auftreten können, sowie deren Lösungen. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das **Arzum-Callcenter**.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl ich die Ein-/Aus-/POWER-Taste gedrückt habe.	· Überprüfen Sie den Ladezustand des Geräts. · Wenn der Akku vollständig entladen ist, laden Sie das Gerät auf und versuchen Sie es erneut. · Wenn Sie das Gerät mit Kabel verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt mit dem Gerät und der Steckdose verbunden ist.
Das Gerät gibt beim Drücken der Lichtimpulstaste keinen Lichtimpuls ab.	· Überprüfen Sie, ob das Gerät überhitzt ist. Wenn das Gerät überhitzt ist, gibt es keine Lichtimpulse ab. · Stellen Sie sicher, dass das Anwendungsfenster vollständig auf der Haut aufliegt und dass die HÄRTEBEREIT-Anzeigen auf der rechten und linken Seite des Geräts leuchten.
Obwohl ich die Taste zur Einstellung der Energiestufe drücke, ändert sich die Energiestufe nicht / lässt sich nicht einstellen.	Wenn die Taste zur Einstellung der Energiestufe wiederholt und zu schnell gedrückt wird, kann dies die 3-minütige Sicherheitsverriegelung des Geräts aktivieren. Nach einer Wartezeit von 3 Minuten können Sie die Taste erneut drücken und die gewünschte Energiestufe einstellen.
Ich empfinde ein starkes Unbehagen auf meiner Haut, wenn ich das Gerät benutze.	• Die Haare müssen gekürzt werden: Rasieren Sie den Anwendungsbereich vor der Verwendung des Geräts, um die Haare zu kürzen. • Kürzliche Bräunung: Eine kürzliche Sonnen- oder künstliche Bräunung des Behandlungsbereichs kann zu einer erhöhten Empfindlichkeit führen. Daher sollten Sie das Gerät nicht kurz nach dem Bräunen verwenden. Vermeiden Sie Sonnenexposition und Bräunungsgeräte mindestens 2 Wochen vor der Anwendung. • Geeignete Energiestufe: Reduzieren Sie die Energiestufe auf ein Niveau, bei dem Sie sich wohlfühlen.
Das Gerät funktioniert und die Anzeigen leuchten, aber es wird kein Impuls ausgelöst.	Das Sicherheitssystem, das bei Überhitzung aktiviert wird, wurde ausgelöst. Warten Sie eine Weile ab; danach wird das Gerät wieder Impulse abgeben. Dieser Zustand hängt mit dem Sicherheitssystem des Geräts zusammen und stellt keinen Defekt dar.

Modellnummer	AR5178
Leistung	48W
Lichtaustrittsfläche (Spotgröße)	3.3 cm ²
Wellenlänge	600–1200 nm
Gesamtenergie	20J
Energiedichte	6.06 cm ²
Wiederholungszeit	1.1-4 Seconds (depending on the selected energy level)
Arbeitsmodus	Auto Mode / Manual Mode
Produktgröße	15.34*8.17*19.05 cm
Zusätzliche Überschrift (Spotgröße)	1 cm ² / 2 cm ²
Batterie	7.4Vd.c.; 1500 mAh; 11.1Wh



Lebensdauer 7 Jahre

Technische Eigenschaften

Körper Einheit: 24V $\equiv$ 2A

Adapter Model: DZ048CHL240200V

Adapter Eingang: 100-240V~50/60Hz 1.5A

Adapter Ausgang: 24V $\equiv$ 2A 48.0W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantiefumfang enthalten.

Entspricht der WEEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Manufacturer:

Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd

No. 13 Baiye Avenue, Xiqiao Science and Technology Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
0086 75786868180

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.


Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE
Made in China-Menşei Çin'dir
0850 222 1800

www.arzum.com



AR5178-02 ARZUM SATEEN TOUCH

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL قابل لإعادة الشحن



- 10 - مؤشرات وضع الجسم/البكيني/الوجه
- 11 - زر النبض الضوئي
- 12 - فتحات التهوية
- 13 - ملحق الوجه المغناطيسي
- 14 - ملحق البكيني المغناطيسي
- 15 - مستشعر ومؤشر ملامسة الجلد
- 16 - منفذ المحول
- 17 - المحول
- 18 - قطعة قماش للتنظيف
- 19 - حقيبة السفر

- 1 - نافذة ضوء مرشحة للأشعة فوق البنفسجية
- 2 - زر الطاقة/الوضع
- 3 - زر زيادة مستوى الطاقة
- 4 - زر خفض مستوى الطاقة
- 5 - شاشة LED
- 6 - مؤشر وظيفة التبريد
- 7 - مؤشر مستوى الطاقة
- 8 - مؤشر الشحن
- 9 - مؤشر الوضع التلقائي

شكرًا لاختياركم نظام إزالة الشعر بتقنية IPL من علامة Arzum. هذا المنتج من المنتجات التي نقدمها لكم لنجعل حياتكم أسهل.

يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل تشغيل الجهاز. يُرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، شهادة الضمان، الإيصال أو الفاتورة، وإن أمكن العلبة أيضًا. إذا قررتم إعطاء هذا الجهاز للآخرين، فيُرجى تسليمه مع دليل الاستخدام.

تحذيرات هامة

- استخدموا الجهاز فقط لغرض إزالة الشعر غير المرغوب فيه. يُلاحظ انخفاض في عدد الشعيرات النامية بعد الاستخدام طويل المدى. استخدامه لغرض المخصص غير مناسب وقد يكون خطيرًا.
- لا يجوز استخدامه على الحيوانات.
- لا تستخدموا الجهاز على أي سطح آخر غير الجلد.
- لا تستخدموا الجهاز لأغراض تجارية.
- عند عدم استخدام الجهاز، أو أثناء تنظيفه، أو في حال حدوث عطل، يرجى إيقاف تشغيله وفصله من مقبس الكهرباء.
- إذا لم تكن لديكم نية لاستخدام الجهاز مرة أخرى، فيُنصح بجعله غير صالح للاستعمال عن طريق إزالة جميع الأجزاء الخطرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال خصوصًا الذين قد يميلون إلى العبث بالمنتج.

- يمكن للأطفال بعمر 8 سنوات فأكثر، وكذلك الأشخاص الذين لديهم نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بشرط أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا حول الاستخدام الآمن والمخاطر المحتملة. لكن يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز، كما لا يجوز السماح لهم بتنظيفه أو صيانته بمفردهم.

• إذا تعرض جهازكم لأي ضرر لأي سبب كان، فلا تستخدموه، ولا تقوموا بفتحه أو محاولة إصلاحه بأنفسكم. في حال حدوث أي عطل، يُرجى أخذ الجهاز إلى مركز

- الصيانة المعتمد من Arzum.
- لضمان عمل الجهاز بشكل آمن وفَعَال، استخدموا فقط القطع الأصلية والمحول الأصلي.
- لا تستخدموا المنتجات التي تحتوي على سلك تالف. يرجى التواصل مع مركز الصيانة المعتمد من Arzum.
- لا تسمحوا للأطفال باللعب بغلاف المنتج. يجب عدم ترك الأكياس البلاستيكية في أماكن يمكن أن يصل إليها الأطفال، وذلك لتجنب خطر الاختناق.
- قبل توصيل الجهاز، تأكدوا من أن معلومات الجهد الكهربائي الرئيسي متوافقة مع معلومات الجهد الكهربائي المذكورة في مواصفات المنتج التقنية. وصف المواصفات التقنية موجود على الجهاز وعلى المحول.
- حافظوا على الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، والمطر، والرطوبة.
- لا تستخدموا الجهاز بالقرب من الماء أو على الأسطح المبللة (مثل حوض الاستحمام، الدش، المغسلة وغيرها).
- لا تستخدموا الجهاز إطلاقاً إذا تعرض للبلل. استخدام الجهاز وهو مبلل قد يؤدي إلى صعقة كهربائية.
- لا تستخدموا الجهاز إذا كانت نافذة الضوء (1) متشققة أو مفقودة.
- لا تلمسوا نافذة الضوء أثناء الاستخدام أو مباشرة بعده؛ فقد تكون ساخنة.
- لا تستخدموا مواد تنظيف مشتقة من البترول أو قابلة للاشتعال (مثل الكحول، الأسيتون وغيرها) لأنها قد تشكل خطر نشوب حريق.
- لا تسدوا فتحات التبريد. قد يسخن الجهاز بشكل مفرط، مما قد يشكل خطر الصعقة الكهربائية أو خطر نشوب حريق.

الحالة الصحية العامة والأمراض المزمنة

- إذا كنتم تعانون من أي من الحالات الصحية التالية، فلا تستخدموا جهاز إزالة الشعر، أو استشيروا طبيبك قبل الاستخدام:
- من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 81 سنة أو تزيد أعمارهم عن 65 سنة.
- إذا كنتم تعانون من مرض السكري أو أي مرض جهازى أو استقلابى آخر.
- إذا كنتم تعانون من مرض القلب الاحتقاني.
- إذا كان لديكم غرسات نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب، أو محفز عصبي، أو مضخة أنسولين.
- إذا كنتم قد أصبتم بمرض يثبط جهاز المناعة (مثل عدوى فيروس HIV أو الإيدز).

- إذا كنتم تستخدمون أدوية تُثبِّط جهاز المناعة.
- إذا كنتم تعانون من أي اضطراب في تخثر الدم.
- إذا كنتم تعانون من الصرع الحساس للضوء الومضي.

حساسية الضوء وحالات تحسس الجلد

- إذا كانت بشرتكم غير مدرجة ضمن الدرجات المناسبة في جدول "درجات لون البشرة المناسبة" الموجود في دليل الاستخدام.
- إذا كنتم تعانون من حالة مرتبطة بحساسية الضوء مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال ((PMLE، أو الشرى الشمسي، أو البورفيريا.
- إذا كانت بشرتكم حساسة تجاه الضوء وتُظهر بسهولة طفحًا جلديًا أو تفاعلات تحسسية.
- إذا كنتم تستخدمون أدوية أو مواد تزيد من حساسية الضوء وكان مذكورًا في نشراتها احتمال حدوث تفاعلات ضوئية تحسسية أو ضوئية سُمية.
- إذا كنتم تستخدمون مسكنات تقلل من حساسية الجلد تجاه الحرارة.

السجل العلاجي الطبي

- إذا كنتم في فترة الحمل أو الرضاعة.
- إذا كنتم قد استخدمتم خلال الأشهر الستة الماضية عقار Accutane أو Roaccutane أو أي شكل آخر من الإيزوترتينوين.
- إذا كنتم تخضعون لعلاج جلدي يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي (AHA) أو حمض بيتا هيدروكسي (BHA) أو تريتينوين موضعي أو حمض الأزيليك، أو إذا تم تطبيق مثل هذا العلاج خلال الأيام السبعة الماضية.
- إذا كنتم تتناولون أدوية مميعة للدم، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسبرين، وتتطلب هذه الأدوية فترة توقف لا تقل عن أسبوع واحد.
- إذا كنتم قد خضعتم للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الأمراض الجلدية وتاريخها

- إذا كان لديكم تاريخ من اضطرابات الكولاجين مثل تكوّن الجدرّة أو صعوبة التئام الجروح.
- إذا كنتم مصابين بسرطان الجلد النشط، أو قد أصبتم بسرطان الجلد في الماضي، أو لديكم تاريخ محلي للسرطان في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنتم تعانون من اضطراب في تصبغ الجلد مثل البهاق.

الحالات المتعلقة بالمنطقة المراد معالجتها

- إذا كان لديكم تاريخ مرضي متعلق بالأوعية الدموية في المنطقة المراد معالجتها، مثل الأوردة الدوالية أو توسع الأوعية (تكتاز الأوعية الدموية).
- إذا كانت هناك عدوى، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب في جريبات الشعر، أو جرح مفتوح، أو خدش، أو قروح (الهربس البسيط)، أو آفة، أو كدمات (ورم دموي) في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كانت البشرة متهيجة (محمرة أو بها جروح)، أو مصابة بحروق شمس، أو مسمرة، أو قد تم وضع منتجات تسمير عليها.
- على الشامات أو النمش أو الأوعية الدموية الكبيرة أو المناطق داكنة الصبغة أو الندوب أو اضطرابات الجلد، دون استشارة طبيبك.
- على المناطق التي تحتوي على نأليل أو وشم أو مكياج دائم.
- في محيط العينين وفوق الحاجبين وحولهما. يمكن استخدامه فقط على الجسم ووجه المرأة (تحت عظم الوجنة).
- على الشفاه، فروة الرأس، حلمات الثدي، المنطقة بين الساقين، محيط الحلمة، الشفرين الصغيرين، المهبل، الشرج، فتحات الأنف والجزء الداخلي من الأذنين.
- في المناطق التي يُستخدم فيها مزيل العرق طويل المفعول لفترة طويلة. قد يؤدي هذا إلى تفاعلات جلدية.
- فوق أو بالقرب من الأجسام الاصطناعية مثل زرع السيليكون، أو قنوات الحقن تحت الجلد (مثل موزع الإنسولين)، أو ثقب الأنف.
- للرجال: الكتفين وما دونهما (الصدر والظهر والذراعين والبطن والساقين)
- تحذير: لا تستخدم على الوجه أو الرقبة أو منطقة الأعضاء التناسلية. قد يؤدي استخدامه على شعر الوجه أو اللحية إلى نتائج دائمة أو غير متساوية؛ مما قد يؤدي إلى تغيرات في الخصائص الجسدية.
- ملاحظة: هذه القائمة لا تشمل جميع الاحتمالات. إذا لم تكونوا متأكدين مما إذا كان بإمكانكم استخدام الجهاز أم لا، فاستشيروا طبيبك دون تردد.

هل تقنية إزالة الشعر IPL مناسبة لكم؟

- لكي تكون تقنية IPL (الضوء النبضي المكثف) فعّالة، يجب أن يكون هناك تباين واضح بين لون البشرة ولون الشعر. أفضل النتائج يتم الحصول عليها من قبل المستخدمين ذوي البشرة الفاتحة والشعر الداكن.
- يتم امتصاص ضوء IPL بواسطة الميلانين، وهو الصباغ الطبيعي الموجود في الجلد

والشعر. نتيجةً لهذا الامتصاص، يتم تسخين جذر الشعرة وتعطيله. ولكن في الحالات التالية قد تنخفض الفعالية أو قد ينشأ خطر:

- الشعر الأحمر أو الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح لا يحتوي على كمية كافية من الميلانين، وبالتالي لا يتم امتصاص الضوء بشكل كافٍ وقد لا يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

- البشرة الداكنة جدًا قد تمتص كمية كبيرة من الضوء بسبب ارتفاع محتوى الميلانين، مما قد يؤدي إلى حدوث حروق في الجلد.

ملاحظة: للمستخدمين لأول مرة، يُوصى بضبط مستوى الطاقة على 1 من أجل تقييم حساسية الجلد. مستويات الطاقة الأعلى توفر نتائج أكثر فعالية. بعد إكمال اختبار الجلد، انتظر 24 ساعة وتحقق من وجود أي ردود فعل. في الجلسات اللاحقة، يُنصح باستخدام الجهاز مع رفع مستوى الطاقة تدريجيًا.

جدول لون البشرة ولون الشعر

يرجى قبل استخدام الجهاز مقارنة لون بشرتكم ولون شعركم مع الجدول للتحقق من مدى الملاءمة. استخدام الجهاز في التركيبات غير المناسبة قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو حروق أو نتائج غير فعّالة.

لون البشرة						
لون الشعر						

جدول التطبيق

للحصول على نتائج أسرع وأكثر فعالية، يُوصى بالتكرار على النحو التالي:

- الأسبوع 1-2: قوموا بالتطبيق 3 مرات في الأسبوع.
 - الأسبوع 3-4: استمروا في التطبيق 2 مرات في الأسبوع.
 - الأسبوع 5-8: قوموا بالتطبيق 1-2 مرات في الشهر.
- ملاحظة: بعد الأسبوع الثامن، إذا لوحظ نمو شعر إضافي، يوصى بإجراء صيانة كل 1-3 أشهر. تختلف الفترة الفاصلة بين العلاجات حسب معدل نمو الشعر ومنطقة الجسم؛ وقد يختلف التأثير من شخص لآخر.

التغيرات التي يمكن ملاحظتها بعد 8 أسابيع:

الأسبوع 1		قد يستمر نمو بعض الشعيرات جزئياً. قد يكون ذلك على الأرجح نتيجة للشعيرات التي تم تجاوزها أثناء التطبيق
الأسبوع 2		مع مرور الوقت، تصبح الشعيرات أرفع وأكثر نعومة. تبدأ بعض الشعيرات في التساقط.
الأسبوع 4		يجب أن يُلاحظ انخفاض واضح في الشعر في المنطقة التي تم تطبيق العلاج عليها. يبدأ الاستخدام المنتظم في إظهار تأثيره.
الأسبوع 8		قد تصبح الشعيرات المتبقية في نهاية فترة التطبيق أرفع وأفتح لوناً. يشير هذا الأمر إلى أن الجهاز يعمل بفعالية وأن الشعر قد أصبح أضعف.

وظيفة التبريد

تعمل تقنية التبريد في الرأس الثابت على تبريد البشرة مما يجعل الاستخدام أكثر راحة. يتم تشغيلها تلقائياً عند تشغيل الجهاز ويظهر رمز (*) على الشاشة. لا تتوفر وظيفة التبريد في رأسي الوجه ومنطقة البكيني.

مستشعر تحليل لون البشرة

يضبط شدة النبض تلقائياً عن طريق الكشف عن نوع البشرة ولونها. وهذا يسمح للجهاز باختيار مستوى الضوء الأنسب، مما يضمن استخداماً آمناً وفعالاً. يعمل مستشعر تحليل لون البشرة فقط مع الرأس الثابت للجسم. قبل تركيب الرأس، قم بتحديد لون بشرة المنطقة التي ترغب في معالجتها. بعد ذلك، يمكنك تركيب رأس الوجه أو البكيني وإجراء التطبيق وفقاً للمستوى الذي تم تحديده.

مستشعر ملامسة البشرة

يكتشف متى يكون الجهاز ملائماً للبشرة بالكامل. عند تنشيط المستشعر، يضيء مؤشر LED الخلفي للجهاز باللون الأبيض، مما يشير إلى أنه جاهز لإصدار نبضات ضوئية. وهذا يمنع إصدار نبضات غير ضرورية.

رؤوس مغناطيسية

• للحصول على أفضل النتائج، من المهم استخدام الرأس المناسب المصمم خصيصاً

للمنطقة المحددة من الجسم التي ترغبون في تطبيق العلاج عليها.
 • بالإضافة إلى ذلك، وبفضل بنيتها المغناطيسية، يمكن تثبيت الرأس وفكها بسهولة، مما يوفر سهولة وراحة أثناء الاستخدام.
 يحتوي هذا المنتج على رأسين مزودين بخاصية المغناطيس:

رأس منطقة البيكيني

• يوفر تطبيقاً فعالاً وآمناً في منطقة البيكيني التي تتميز بتركيبه شعر أكثر كثافة وحساسية. يوفر استخداماً مريحاً من خلال ملامسة أكثر تحكماً مع البشرة.

رأس منطقة الوجه

• مصمم خصيصاً للمناطق الحساسة مثل الوجه. وبفضل سطحه الصغير للتطبيق، يتيح إطلاق ومضات ضوئية دقيقة وآمنة في مناطق مثل أعلى الشفاه، والذقن، والخدين.

• نظراً لاستخدام هذه الرأس في مناطق مختلفة من الجسم، فمن المهم استخدامها بشكل منفصل من أجل الحفاظ على النظافة.

استخدام الجهاز


شحن الجهاز

• قبل استخدام الجهاز لأول مرة، اشحن البطارية بالكامل إذا كانت فارغة تماماً.
 • يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ساعتين. توفر البطارية المشحونة بالكامل ما لا يقل عن 260 ومضة عند ضبط شدة الضوء على المستوى 5.
 • قم بتوصيل المحول بمقبس كهربائي.
 • أثناء الشحن، سيومض رمز البطارية؛ وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، سيظل الرمز مضيئاً.

• بعد اكتمال الشحن، افصل المحول عن المقبس.
 • عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.
 في هذه الحالة، يمكنك إعادة شحن الجهاز أو مواصلة استخدامه أثناء توصيله بالكابل.

تحذير: لا تغطي المحول أو الجهاز أثناء الشحن.

ملاحظة: من الطبيعي أن يسخن المحول والجهاز أثناء الشحن. يحتوي هذا الجهاز على حماية من ارتفاع درجة حرارة البطارية؛ لن يتم الشحن إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 70 درجة مئوية.



التحضير قبل التطبيق

- احلقوا الشعر في المنطقة المراد معالجتها لتحضير البشرة، ثم نظفوا المنطقة وجففوها.
- تُتيح هذه الخطوة وصول ضوء IPL مباشرةً إلى جذور الشعر مما يزيد من فعالية التطبيق.
- قد تؤثر الطرق الأخرى غير الحلاقة سلبًا على أداء التطبيق لأنها قد تزيل جذر الشعرة. إذا تبقى شعر على السطح، فقد يظهر أثناء التطبيق رائحة احتراق. لذلك لا يُنصح بإزالة الشعر باستخدام الجل أو الكريم أو جهاز إزالة الشعر.

تشغيل الجهاز


- يمكن استخدام الجهاز سلكيًا ولاسلكيًا.
- **للاستخدام السلكي:** قم بتوصيل جهاز LPI بالمحول وقم بتوصيل المحول بمقبس التيار الكهربائي. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل الجهاز. يوفر هذا الوضع طاقة غير منقطعة للإجراءات طويلة الأمد.
- **للاستخدام السلكي:** اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء تشغيل الجهاز. يوفر هذا الوضع حرية الحركة والاستخدام العملي. يمكنك استخدام جهازك في الوضع اليدوي أو التلقائي.

أوضاع الاستخدام

- يحتوي الجهاز على ثلاثة أوضاع مختلفة لتناسب الاحتياجات المختلفة: التطبيق، اليدوي، والتلقائي.
- **وضع التطبيق:** يمكن اختيار أحد الأوضاع الثلاثة المختلفة مع شدة الضوء ومعدل النبض المحددين مسبقًا للمنطقة المراد علاجها. تضمن هذه الأوضاع عمل الجهاز بشكل مناسب للمنطقة المعنية.
- **الوضع اليدوي:** في هذا الوضع، لا يصدر الجهاز الضوء تلقائيًا؛ يجب الضغط على الزر لكل نبضة ضوئية. وهو مناسب للمناطق الصغيرة والحساسة مثل الأصابع والشفة العليا.
- **الوضع التلقائي:** في هذا الوضع، يصدر الجهاز الضوء تلقائيًا. اضغط مع الاستمرار على زر النبض الضوئي لمدة ثانيتين لتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع التلقائي. يظهر الرمز () على الشاشة. هذا الوضع مثالي للمناطق الكبيرة مثل الذراعين

والساقين.


- مستشعر تحليل البشرة: لتنشيط مستشعر تحليل البشرة، اضبط مستوى الطاقة على الوضع "0". يقوم بضبط مستوى الطاقة وفقاً للون المنطقة المراد علاجها.
- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. ستبدأ المروحة في العمل تلقائياً. يحتوي جهازك على 5 مستويات طاقة مختلفة. يمكنك التشغيل يدوياً عن طريق تحديد المستوى المطلوب. اضغط على نافذة إخراج الضوء (1) بحيث تكون ملاصقة بالكامل للمنطقة المراد علاجها. عندما تكون النافذة ملاصقة بالكامل للجلد، سيبدأ ضوء LED الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز في الوميض وسيظل ثابتاً عند تحقيق التلامس الكامل. يشير هذا إلى أن الجهاز جاهز لإصدار الضوء. اضغط على الزر لإصدار الضوء. ستشعر بدفء طفيف على الجلد. حرك نافذة الضوء إلى المنطقة التالية وكرر العملية.
 - للمتابعة في الوضع التلقائي، اضغط على زر نبضات الضوء لمدة ثانيتين. لبدء الإجراء، ضع الجهاز عمودياً على الجلد. ثم حرك نافذة الضوء فوق الجلد؛ سيصدر الجهاز الضوء تلقائياً عند اكتشافه التلامس. بهذه الطريقة، لن تحتاج إلى الضغط على زر إصدار الضوء بشكل متكرر. لإيقاف تشغيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر إصدار الضوء لمدة ثانيتين؛ سيختفي الرمز () من الشاشة.
 - تأكد من أن الضوء ينبعث في جميع أنحاء المنطقة، ولكن لا تنبعث الضوء مرتين في نفس المنطقة (تجنب تداخل انبعاثات الضوء).
- ملاحظة: قد يسخن الجهاز قليلاً أثناء الاستخدام؛ وهذا أمر طبيعي.



- تحذير: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لمدة 3 دقائق. عندما تصل درجة الحرارة الداخلية للجهاز إلى 75 درجة مئوية، ستظهر رسالة خطأ على الشاشة. يرجى تبريد الجهاز في منطقة جيدة التهوية، وبعد ذلك سيستمر في العمل بشكل طبيعي.

- عند اكتمال العملية، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف.
- ستستمر المروحة في العمل لمدة 5 ثوانٍ تقريباً لتبريد الجهاز؛ خلال هذه الفترة، سيظهر عد تنازلي على الشاشة، وبعد ذلك سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

التنظيف والعناية



- قبل البدء في تنظيف الجهاز، تأكد من أن الجهاز مُطْفَأً
- قد تسخن نافذة الإضاءة أثناء الاستخدام؛ تأكد من تبريدها تمامًا قبل التنظيف.
- بعد الاستخدام، امسح نافذة الضوء بقطعة القماش للحصول على أفضل أداء من الجهاز، قم بتنظيفه بعد كل استخدام.
- إذا لزم الأمر، امسح الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

المشاكل الشائعة وحلولها

فيما يلي يمكنك الاطلاع على أكثر المشاكل شيوعاً التي قد تواجهها أثناء الاستخدام وحلولها. إذا لم تتمكن من حل المشكلة بالمعلومات أدناه، يرجى الاتصال بـ مركز اتصال Arzum.

لحل	قل كشم
تحقق من مستوى شحن الجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، أعد شحن الجهاز وحاول مرة أخرى. إذا كنت تستخدم كابلًا، فتأكد من توصيل المحول بشكل صحيح بالجهاز ومقبس الطاقة.	على الرغم من الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (الطاقة)، إلا أن الجهاز لا يعمل.
مما إذا كان الجهاز قد ارتفعت حرارته كثيرًا. إذا ارتفعت حرارة الجهاز كثيرًا، فلن يصدر وميضًا ضوئيًا. تأكد من أن نافذة التطبيق ملائمة تمامًا لبشرتك، وتحقق من أن مؤشر الاستعداد للومض الضوئي على جانبي الجهاز جاهز مضاء.	عند الضغط على زر انبعاث الضوء، لا يصدر الجهاز وميضًا ضوئيًا.
أثناء ضبط مستوى الطاقة، فإن الضغط المتكرر والسريع على الزر يؤدي إلى تفعيل قفل الأمان لمدة 3 دقائق. بعد الانتظار لمدة 3 دقائق، يمكنك الضغط على الزر مرة أخرى لضبط مستوى الطاقة المطلوب.	على الرغم من الضغط على زر ضبط مستوى الطاقة، إلا أن مستوى الطاقة لا يتغير/لا يمكن ضبطه.
يجب تقصير الشعر: قبل استخدام الجهاز، اخلق منطقة التطبيق لتقصير الشعر. اسمرار البشرة مؤخرًا: قد يؤدي تعرض منطقة التطبيق لأشعة الشمس أو لمستحضرات التسمير الصناعي مؤخرًا إلى التسبب في حساسية. لذلك، لا ينبغي استخدام الجهاز بعد فترة قصيرة من التعرض للتسمير. تجنب التعرض لأشعة الشمس وأجهزة التسمير ابتداءً من أسبوعين قبل التطبيق. مستوى الطاقة المناسب: قم بخفض مستوى الطاقة إلى درجة تشعر فيها بالراحة.	عند استخدام الجهاز، أشعر بعدم ارتياح شديد في بشرتي.
لقد تم تفعيل نظام الأمان الذي يعمل في حالة ارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفرط. انتظر قليلاً، ثم سيعاود الجهاز إصدار الومضات من جديد. هذا الوضع متعلق بنظام الأمان في الجهاز وليس ناتجاً عن أي عطل.	على الرغم من أن الجهاز يعمل وتضيء مؤشراته، إلا أنه لا يصدر ومضات.

AR5178	رقم الطراز
48W	طاقة
3.3 cm ²	(منطقة خروج الضوء (حجم البقعة
600-1200 nm	الطول الموجي
20J	إجمالي الطاقة
6.06 cm ²	كثافة الطاقة
ثانية (اعتمادًا على 1.1-4 (مستوى الطاقة المحدد	مدة التكرار
الوضع التلقائي / الوضع اليدوي	وضع التشغيل
15.34*8.17*19.05 cm	حجم المنتج
1 cm ² / 2 cm ²	(رأس إضافي (حجم البقعة
7.4Vd.c.; 1500 mAh; 11.1Wh	بطارية

عمر المنتج 7 سنوات

المواصفات الفنية

وحدة الهيكل 2A === 24V

طراز: DZ048CHL240200V

مدخل المحول: 100-240V~50/60Hz 1.5A

مخرج المحول: 24V === 2A 48.0W

الخصوصيات التي يجب الانتباه اليها أثناء الشحن والنقل:

- من أجل عدم تعرض الجهاز وأقسامه للضرر أثناء الشحن والنقل يجب حفظه في علبته الأصلية.
- احفظ المنتج أثناء الشحن في وضعه الطبيعي.
- انتبه لنلا يسقط الجهاز أثناء النقل واحفظه ضد الصدمات.
- الاعطال والاضرار الحاصلة أثناء الشحن بعد تسليم المنتج الى الزبون لا تدخل ضمن نطاق الضمان.

ملائم لتعليمات الـ WEEE

WEEE

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات الـ WEEE؛ لذا يجب عدم رميه في القمامة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقاً لإعادة تدوير هذا الجهاز.



المنتج

Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd

No. 13 Baiye Avenue, Xiqiao Science and Technology Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

0086 75786868180

المستورد

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78

İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE


Made in China-Menşei Çin'dir

0850 222 1 800

www.arzum.com



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The top-left corner of the paper is rounded. The paper appears to be a standard notebook page.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

SATEEN TOUCH

AR5178 ŞARJLI IPL TÜY ALMA SİSTEMİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0034

BELGE TARİHİ: 01/12/2025

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SINPAŞ FLATOFİS
NO: 78 İÇ KAPI NO: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : EPİLASYON CİHAZI

MARKASI : ARZUM

MODELİ : SATEEN TOUCH

TYPE NO : AR5178-02

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)
<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>
'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

AR5178-011225

GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

www.arzum.com